



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Автоклав STATIM 5000 G4 ENDO (встроенный регистратор данных) (Produkt nowy)

Новый,
Канадское производство,
Преимущества:
Кассета для стерилизации ENDO,
Современный цветной сенсорный экран,
Богатый набор настроек, легко настраиваемых пользователем,
Отлично рабочий и простой интерфейс для работы в локальной сети,
Встроенный электронный регистратор данных,
Энергоэффективность,
Быстрые циклы стерилизации до 9 минут для неупакованных инструментов,
Низкое потребление дистиллированной воды,
Простая конструкция, облегчающая обслуживание и периодическое обслуживание,
Соответствие стандарту EN13060 для стерилизации загрузок типа А и В,
Технические данные:
Класс S,
Электропитание 208 - 240 В,
Мощность: 1300 Вт,
Рабочий объем - 56 дБ,
Запись циклов - электронная - Регистратор данных,
Цикл для упакованного 134 С - 18 минут,
Цикл без упаковки 134 С - 9 мин,
Пластмассы и резина 121 С - 24 мин,
Сушка - минимум 60 минут,
Стерилизация и сушка упаковки - около 82 минут,
Стерилизация и сушка без упаковки - около 45 минут,
Стерилизация загрузок типа А и В,
Размеры кассеты (длина / ширина / глубина) - 48 см / 18 см / 6,5 см,
Емкость кассеты - 5,1 л,
Емкость резервуара для воды - 4 л,
Размеры: 55 см x 41 см x 19 см,
Меню устройства на английском языке,
Масса - 33 кг,
Имеет действующий технический паспорт,
Гарантия 12 месяцев,
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,

