



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Автоклав STATIM 5000 G4 ENDO (встроенный регистратор данных) (Produkt nowy)**

Новый,  
Канадское производство,  
Преимущества:  
Кассета для стерилизации ENDO,  
Современный цветной сенсорный экран,  
Богатый набор настроек, легко настраиваемых пользователем,  
Отлично рабочий и простой интерфейс для работы в локальной сети,  
Встроенный электронный регистратор данных,  
Энергоэффективность,  
Быстрые циклы стерилизации до 9 минут для неупакованных инструментов,  
Низкое потребление дистиллированной воды,  
Простая конструкция, облегчающая обслуживание и периодическое обслуживание,  
Соответствие стандарту EN13060 для стерилизации загрузок типа А и В,  
Технические данные:  
Класс S,  
Электропитание 208 - 240 В,  
Мощность: 1300 Вт,  
Рабочий объем - 56 дБ,  
Запись циклов - электронная - Регистратор данных,  
Цикл для упакованного 134 С - 18 минут,  
Цикл без упаковки 134 С - 9 мин,  
Пластмассы и резина 121 С - 24 мин,  
Сушка - минимум 60 минут,  
Стерилизация и сушка упаковки - около 82 минут,  
Стерилизация и сушка без упаковки - около 45 минут,  
Стерилизация загрузок типа А и В,  
Размеры кассеты (длина / ширина / глубина) - 48 см / 18 см / 6,5 см,  
Емкость кассеты - 5,1 л,  
Емкость резервуара для воды - 4 л,  
Размеры: 55 см x 41 см x 19 см,  
Меню устройства на английском языке,  
Масса - 33 кг,  
Имеет действующий технический паспорт,  
Гарантия 12 месяцев,  
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,

