



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Мойка - дезинфектор HYDRIM C61 WD G4 (Produkt nowy)

Новый,
Канадское производство,
Преимущества:
A0 = 600 и A0 = 3000 уровень дезинфекции,
Цветной сенсорный экран,
Продвинутая операционная система,
Встроенный регистратор циклов Data Logger,
Регистрация на флешках,
Сетевой интерфейс LAN,
Энергоэффективность,
Технические данные:
Электропитание 208 - 240 В,
Мощность: 2000 Вт,
Рабочий объем - 65 дБ,
Запись циклов - Регистратор данных,
Программ стирки - 5,
Дезинфекция - Да, 93 С,
Уровень обеззараживания - A0 = 600, A0 = 3000,
Сушка - стандартно,
Мытье рук - 2,
Уровни стирки - 1,
Размеры камеры (длина / ширина / глубина) - 42 см / 52 см / 33 см,
Номинальный объем камеры - 51 л,
Емкость для моющего средства - 750 мл,
Размеры: 52 см x 59,8 см x 52,6 см,
Меню устройства на английском языке,
Вес - 44 кг,
Имеет действующий технический паспорт,
Гарантия 12 месяцев,
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,

