



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **EOS E06 Таблица диагностического тестирования (Produkt nowy)**

Новый,  
Польское производство,  
Он имеет стабильную стальную конструкцию, покрытую порошковой краской,  
В стандартной версии имеются четырехсекционные сломанные кровати для положения Pivot и кресло, изготовленное из фанеры с отверстием для лица и стопором в подголовнике,  
Регулировка высоты стола осуществляется с помощью электропривода, управляемого с помощью ручного пульта дистанционного управления,  
Основная опция - ручной пульт дистанционного управления - без дополнительной оплаты,  
Замена - выбор ножного пульта дистанционного управления (без ручного пульта) - за дополнительную плату,  
Дополнительный комплект - ручной пульт + педальный пульт - за дополнительную плату,  
Отдельные части столешницы регулируются газонаполненными амортизаторами,  
Невозможно заказать обивку в выбранном Вами цвете, за исключением цветов "PRESTIGE", которые доступны за дополнительную плату,  
Особенности и преимущества таблицы:  
Газовая пружина немецкой компании BANSBACH,  
Электрический привод немецкой фирмы DEWERT,  
Обивочные изделия очень хорошего качества,  
Пена толщиной 5 см,  
В подвижных частях стола используются стальные шарикоподшипники, что влияет на ненадежность стола,  
Элементы каркаса изготовлены из лучшей польской стали,  
Имеются дополнительные опции (за дополнительную плату):  
Подлокотники,  
Боковые полки,  
Подожди,  
Касторовая система,  
Футбольный пилот,  
Управление кадрами,  
Евроштен (40 см),  
Коленные подушечки,  
Поддержка инъекций,  
Он поддерживает кресло,  
Технические параметры:  
Длина 200 см,  
Ширина 65/70/80 см,  
Высота 55 - 106 см,  
Тренделенбургская позиция: от 00 до 200,  
Анти-Тренделенбургская позиция: - 180 до 00,  
Регулируемый угол наклона подголовника: от -75° до 45°,  
Регулировка угла наклона ноги: - от 450 до 500,  
Регулировка угла наклона грудной клетки: - от 180 до 800,  
Регулировка угла перелома поясницы: от -240 до 840,  
Вес 113 кг,  
Максимальная нагрузка 160 кг,  
У него есть действующий Технический паспорт,  
Гарантия на строительство 24 месяца,  
Гарантия на гидравлические аксессуары 12 месяцев,

