



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Эндоскопический столик ALLOS E (Produkt nowy)

Новый,
Польское производство,
Стабильная стальная конструкция с порошковым покрытием,
Регулировка высоты стола осуществляется с помощью электропривода, управляемого с помощью ручного пульта дистанционного управления,
Основная опция - ручной пульт дистанционного управления - без дополнительной оплаты,
Возможность замены за дополнительную плату - выбор педального контроллера (без пульта управления) - за дополнительную плату,
Дополнительный набор за дополнительную плату - ручной пульт + педальный пульт - за дополнительную плату,
В стандартной комплектации лежат две части из фанеры с отверстием для лица и заглушкой в подголовнике,
Обивку можно бесплатно заказать в выбранном Вами цвете, за исключением цветов "PRESTIGE", которые предоставляются за дополнительную плату,
Подголовник регулируется с помощью газонаполненного амортизатора,
Особенности и преимущества таблицы:
Газовая пружина немецкой компании BANSBACH,
Электрический привод немецкой фирмы DEWERT,
Обивочные изделия очень хорошего качества,
Пена толщиной 5 см,
В подвижных частях стола используются стальные шарикоподшипники, что влияет на надежность стола,
Элементы каркаса изготовлены из лучшей польской стали,
Дополнительные опции доступны (за дополнительную плату):
Подлокотники,
Боковые полки,
Подожды,
Касторовая система,
Футбольный пилот,
Евроштен (40 см),
Боковые рельсы,
Коленные подушечки,
Поддержка инъекций,
Технические параметры:
Длина 200 см
Ширина 65/70/80 см
Высота 52-90 см
Регулируемый угол наклона подголовника от -70° до 40°
снаряжённая масса 82 кг
Максимальная нагрузка 160 кг
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия на строительство 24 месяца,
Гарантия на гидравлические аксессуары 12 месяцев,

