



Эндоскопический стол EOS M01 (Produkt nowy)

Новый,
Польское производство,
Прочная стальная конструкция с порошковым покрытием,
В стандартной комплектации лежат две части из фанеры с отверстием для лица и заглушкой в подголовнике,
Регулировка высоты стола осуществляется с помощью рукоятки с задней стороны рамы стола,
Полностью подшипниковый механизм регулировки высоты,
Отдельные части столешницы регулируются газонаполненными амортизаторами,
Невозможно заказать обивку в выбранном Вами цвете, за исключением цветов "PRESTIGE", которые доступны за дополнительную плату,
Особенности и преимущества таблицы:
Газовая пружина немецкой компании BANSBACH,
Обивочные изделия очень хорошего качества,
Пена толщиной 5 см,
В подвижных частях стола используются стальные шарикоподшипники, что влияет на надежность стола,
Элементы каркаса изготовлены из лучшей польской стали,
Дополнительные опции доступны (за дополнительную плату):
Подлокотники,
Боковые полки,
Подожжи,
Касторовая система,
Еврошен (40 см),
Коленные подушечки,
Поддержка инъекций,
Технические параметры:
Длина 200 см,
Ширина 65/70/80 см,
Высота 48 - 100 см,
Регулируемый угол подголовника от -700 до 400,
Ручная регулировка высоты,
Вес 82 кг,
Максимальная нагрузка 160 кг,
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия на строительство 24 месяца,
Гарантия на гидравлические аксессуары 12 месяцев,

