



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Эндоскопический стол EOS M04 (Produkt nowy)

Новый,
Польское производство,
Прочная стальная конструкция с порошковым покрытием,
В стандартном исполнении три части лежат в положении Pivot и кресло, изготовленное из фанеры с отверстием для лица и стопором в подголовнике.

Регулировка высоты стола осуществляется с помощью рукоятки, расположенной в задней части рамы стола,
Полностью подшипниковый механизм регулировки высоты,
Отдельные части столешницы регулируются газонаполненными амортизаторами,
Невозможно заказать обивку в выбранном Вами цвете, за исключением цветов "PRESTIGE", которые доступны за дополнительную плату,

Особенности и преимущества таблицы:
Газовая пружина немецкой компании BANSBACH,
Обивочные изделия очень хорошего качества,

Пена толщиной 5 см,

В подвижных частях стола используются стальные шарикоподшипники, что влияет на надежность стола,

Элементы каркаса изготовлены из лучшей польской стали,

Дополнительные опции доступны (за дополнительную плату):

Подлокотники,

Боковые полки,

Подожди,

Касторовая система,

Еврошен (40 см),

Коленные подушечки,

Поддержка инъекций,

Он поддерживает кресло,

Технические параметры:

Длина 200 см,

Ширина 65/70/80 см,

Высота 48 - 100 см,

Регулируемый угол подголовника от -700 до 400,

Регулировка угла наклона спинки от 00 до 850,

Регулируемый угол поворота столешницы от 00 до 300,

Вес 90 кг,

Максимальная нагрузка 160 кг,

У него есть действующий Технический паспорт,

Гарантия на строительство 24 месяца,

Гарантия на гидравлические аксессуары 12 месяцев,

