



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Эндоскопический стол EOS E04 (Produkt nowy)

Новый,
Польское производство,
Он имеет стабильную стальную конструкцию, покрытую порошковой краской,
В стандартном исполнении три части лежат в положении Pivot и кресло, изготовленное из фанеры с отверстием для лица и стопором в подголовнике,
Регулировка высоты стола осуществляется с помощью электропривода, управляемого с помощью ручного пульта дистанционного управления,
Основная опция - ручной пульт дистанционного управления - без дополнительной оплаты,
Замена - выбор ножного пульта дистанционного управления (без ручного пульта) - за дополнительную плату,
Дополнительный комплект - ручной пульт + педальный пульт - за дополнительную плату,
Полностью подшипниковый механизм регулировки высоты,
Отдельные части столешницы регулируются газовыми пружинами или, в качестве дополнительной опции, электрическим приводом, управляемым ручным пультом дистанционного управления,
Невозможно заказать обивку в выбранном Вами цвете, за исключением цветов "PRESTIGE", которые доступны за дополнительную плату,
Особенности и преимущества таблицы:
Газовая пружина немецкой компании BANSBACH,
Электрический привод немецкой фирмы DEWERT,
Обивочные изделия очень хорошего качества,
Пена толщиной 5 см,
В подвижных частях стола используются стальные шарикоподшипники, что влияет на надежность стола,
Элементы каркаса изготовлены из лучшей польской стали,
Дополнительные опции доступны (за дополнительную плату):
Подлокотники,
Боковые полки,
Подожки,
Касторовая система,
Футбольный пилот,
Управление кадрами,
Еврошен (40 см),
Боковые рельсы,
Коленные подушечки,
Поддержка инъекций,
Он поддерживает кресло,
Электрическая регулировка верхнего угла в положение сиденья,
Электрическая регулировка угла наклона стола в положение "Pivot" (поворот),
Технические параметры:
Длина 200 см,
Ширина 65/70/80 см,
Высота 48 - 100 см,
Регулируемый угол подголовника от -700 до 400,
Регулировка угла наклона спинки от 00 до 850,
Регулируемый угол поворота столешницы от 00 до 300,
Вес 91 кг,
Максимальная нагрузка 160 кг,
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия на строительство 24 месяца,
Гарантия на гидравлические аксессуары 12 месяцев,

