



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Операционный стол Узумку ОПЕРА ОП-2П (Produkt nowy)

Новый,  
Турецкое производство,  
Электрическое регулирование:  
Высота,  
Позиция Тренделенбурга,  
анти-Тренделенбургскую позицию,  
Спинки,  
Боковой наклон,  
Траверс,  
Механическая регулировка:  
Подголовник,  
секции ног: вверх и вниз,  
секция ног: слева/справа,  
центральный замок,  
Техническая спецификация:  
Модульная конструкция используется для проведения различных высокостабильных хирургических операций,  
Благодаря широкому спектру дополнительных опций стол используется во всех видах хирургических операций,  
4 больших ролика (125 мм) из пластика ABS обеспечивают мобильность и легкость маневрирования столом,  
стол из нержавеющей стали (AISI 316L),  
Столешница изготовлена из рентгенопрозрачного материала,  
Матрас покрыт специальным антибактериальным покрытием, которое защищает поверхность от размножения бактерий, не допуская при этом проникновения крови или других жидкостей, присутствующих в операционной,  
длина x ширина: 2130 x 610 мм,  
высота (мин): 810 мм,  
высота (макс.): 1210 мм,  
Траверс: 300 мм  
регулировка спинки : +90° / -40°,  
Тренделенбургское положение: +25°,  
анти-Тренделенбургское положение: -25°,  
Боковой каблук: +20° / -20°,  
Регулируемая опора для ног (вверх/вниз) : +60° / -95°,  
Регулируемая спинка: 80°,  
максимальная грузоподъёмность: 350 кг (плоское положение) 200 кг (наклонное положение),  
Стол может быть дооснащен аксессуарами, которые видны на последних 3-х фотографиях (за дополнительную плату),  
У него есть действующий Технический паспорт,  
24 месячная гарантия,  
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,



PRAYSTON