



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Гинекологическое кресло TEYCO MED FRANCY 3 (Produkt nowy)

Новый,
Итальянское производство,
Сиденье оснащено 3 электродвигателями,
Изготовлен полностью из стали, покрытой эпоксидной смолой,
Оснащен четырьмя роликами с тормозами,
Технические данные:
Напряжение питания: 230В / 50Гц,
Напряжение питания двигателя: 24 V,
Усилие привода с регулировкой высоты: 10 000 N,
Усилие цилиндра спинки и подножки: 6000 N,
Максимальная грузоподъемность: 220 -230 кг,
Максимальная мощность: 200 ВА,
Коэффициент электрической защиты: IP66,
Вес стула: 150 кг,
Максимальная высота сиденья (от основания): 910 мм,
Высота сиденья мин (от основания): 518 мм,
Дополнительные опции доступны (за дополнительную плату);
Регулируемый подголовник,
Коленные подушки,
Коленные подушки,
Телескопические металлические каблучки модели RING,
Держатель рулонов бумаги,
Держатель для капельниц с 2 крючками,
Ручной лоток для инструментов,
Аккумулятор,
Монтажная планка (Еврорельс) для установки в спинку кресла,
Обивочный синий (синий),
Двухцветная обивка (спинки/сиденья + подножки),
Трехцветная обивка (спинка + сиденье + подножка),
Колпоскопальная поддержка,
Ножной переключатель (вверх/вниз)
У него есть действующий Технический паспорт,
24-месячная гарантия
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,



