



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Фары ларингологический TEYCO MED FRANCY 04 (Produkt nowy)

Новый,
Итальянское производство,
Сиденье оборудовано 4-мя электродвигателями,
Изготовлен полностью из стали с эпоксидным покрытием,
Высота и регулировка спинки и подножек электрическая,
В стандартную комплектацию входят 4 транспортных колеса с ножным тормозом,
Технические данные:
Напряжение питания: 230 В - 50 Гц,
Напряжение питания двигателя: 24 В,
Усилие привода для регулировки высоты: 10000 Н,
Усилие привода спинки и подножки: 6000 Н,
Усилие привода в положение Тренделенбурга: 2500 Н,
Максимальная грузоподъемность: 220-230 кг,
Максимальная мощность: 200 ВА,
Фактор электрической защиты: IP66,
Вес стула: 150 кг,
Макс высота сиденья (от основания): 910 мм,
Высота сиденья мин (от базы): 518 мм,
В качестве дополнительных опций (за дополнительную плату) доступны:
Регулируемый подголовник,
Держатель рулона бумаги,
Держатель для стойки IV с 2 крючками,
Удобный лоток для инструментов,
Аккумулятор,
Монтажная планка (евро-рейка) для крепления в спинке сиденья,
Синяя обивка (небесно-голубой),
Двухцветная обивка (спинка / сиденье + подножка),
Трехцветная обивка (спинка + сиденье + подножка),
Педальный переключатель (вверх / вниз)
Имеет действующий технический паспорт,
Гарантия 24 месяца,
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,

