



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Фары ларингологический TEYCO MED FRANCY O4 (Produkt nowy)

Новый,  
Итальянское производство,  
Сиденье оборудовано 4-мя электродвигателями,  
Изготовлен полностью из стали с эпоксидным покрытием,  
Высота и регулировка спинки и подножек электрическая,  
В стандартную комплектацию входят 4 транспортных колеса с ножным тормозом,

Технические данные:

Напряжение питания: 230 В - 50 Гц,

Напряжение питания двигателя: 24 В,

Усилие привода для регулировки высоты: 10000 Н,

Усилие привода спинки и подножки: 6000 Н,

Усилие привода в положение Тренделенбурга: 2500 Н,

Максимальная грузоподъемность: 220-230 кг,

Максимальная мощность: 200 ВА,

Фактор электрической защиты: IP66,

Вес стула: 150 кг,

Макс высота сиденья (от основания): 910 мм,

Высота сиденья мин (от базы): 518 мм,

В качестве дополнительных опций (за дополнительную плату) доступны:

Регулируемый подголовник,

Держатель рулона бумаги,

Держатель для стойки IV с 2 крючками,

Удобный лоток для инструментов,

Аккумулятор,

Монтажная планка (евро-рейка) для крепления в спинке сиденья,

Синяя обивка (небесно-голубой),

Двухцветная обивка (спинка / сиденье + подножка),

Трехцветная обивка (спинка + сиденье + подножка),

Педальный переключатель (вверх / вниз)

Имеет действующий технический паспорт,

Гарантия 24 месяца,

Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,

