



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Фары ларингологический TEYCO MED FRANCY O4 (Produkt nowy)**

Новый,  
Итальянское производство,  
Сиденье оборудовано 4-мя электродвигателями,  
Изготовлен полностью из стали с эпоксидным покрытием,  
Высота и регулировка спинки и подножек электрическая,  
В стандартную комплектацию входят 4 транспортных колеса с ножным тормозом,  
Технические данные:  
Напряжение питания: 230 В - 50 Гц,  
Напряжение питания двигателя: 24 В,  
Усилие привода для регулировки высоты: 10000 Н,  
Усилие привода спинки и подножки: 6000 Н,  
Усилие привода в положение Тренделенбурга: 2500 Н,  
Максимальная грузоподъемность: 220-230 кг,  
Максимальная мощность: 200 ВА,  
Фактор электрической защиты: IP66,  
Вес стула: 150 кг,  
Макс высота сиденья (от основания): 910 мм,  
Высота сиденья мин (от базы): 518 мм,  
В качестве дополнительных опций (за дополнительную плату) доступны:  
Регулируемый подголовник,  
Держатель рулона бумаги,  
Держатель для стойки IV с 2 крючками,  
Удобный лоток для инструментов,  
Аккумулятор,  
Монтажная планка (евро-рейка) для крепления в спинке сиденья,  
Синяя обивка (небесно-голубой),  
Двухцветная обивка (спинка / сиденье + подножка),  
Трехцветная обивка (спинка + сиденье + подножка),  
Педальный переключатель (вверх / вниз)  
Имеет действующий технический паспорт,  
Гарантия 24 месяца,  
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,

