



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Кресло для отдыха TEYCO MED EXPEDIA E01 (Expedia top) (Produkt nowy)

Новый,  
Итальянское производство,  
Сиденье оснащено 2-мя электродвигателями,  
Складная подножка,  
Сиденье поворачивается на 45 ° влево и вправо и фиксируется вручную.  
Высота и регулировка спинки и подножек электрическая,  
Технические данные:  
Напряжение питания: 230 В - 50 Гц,  
Напряжение питания двигателя: 24 В,  
Усилие привода для регулировки высоты: 6000 Н,  
Усилие привода спинки и подножки: 6000 Н,  
Максимальная грузоподъемность: 180 кг,  
Максимальная мощность: 120 ВА,  
Предохранитель: 1,6 + 6 А  
Кэффициент электрической защиты: IP44,  
Вес стула: 75 кг,  
Длина основания: 580 x 740 мм  
Макс высота сиденья (от основания): 980 мм,  
Высота сиденья мин (от основания): 650 мм,  
В качестве дополнительных опций (за дополнительную плату) доступны следующие варианты:  
Регулируемый подголовник,  
Держатель для стойки IV с 2 крючками,  
Комплект из 4 резиновых колес с металлической рамой и тормозом,  
Имеет действующий технический паспорт,  
Гарантия 24 месяца,  
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,

