



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Кресло офтальмологическое TEYCO MED EXPEDIA EB01 (Expedia basic) (Produkt nowy)

Новый,
Итальянское производство,
Сиденье оснащено 1 электродвигателем,
Складная подножка,
Сиденье поворачивается на 45 ° влево и вправо и фиксируется вручную.
Электрически регулируемая высота,
Регулировка спинки и подножек с помощью газовой пружины,
Технические данные:
Напряжение питания: 230 В - 50 Гц,
Напряжение питания двигателя: 24 В,
Усилие привода для регулировки высоты: 6000 Н,
Усилие газового привода: 800 Н,
Максимальная грузоподъемность: 180 кг,
Максимальная мощность: 120 ВА,
Предохранитель: 1,6 + 6 А
Коэффициент электрической защиты: IP44,
Вес стула: 75 кг,
Длина основания: 580 x 740 мм
Макс высота сиденья (от основания): 980 мм,
Высота сиденья мин (от основания): 650 мм,
В качестве дополнительных опций (за дополнительную плату) доступны:
Регулируемый подголовник,
Держатель для стойки IV с 2 крючками,
Комплект из 4 резиновых колес с металлической рамой и тормозом,
Имеет действующий технический паспорт,
Гарантия 24 месяца,
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,

