



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Кафедра эстетической медицины TEYCO MED FRANCY E4 (Produkt nowy)**

### Новые функции

Итальянское производство,

Сиденье, оснащенное 4 электромоторами,

Сделано полностью из эпоксидной смолы лакированной стали,

Высота и регулировка спинки и подножки осуществляется электродвигателями,

Положение Trendelenburg электрически регулируемое,

Комплект оснащен в стандартной комплектации с 4 колесами с тормозом,

Сиденье вращается на 45 градусов влево и вправо и запирается вручную,

Технические данные:

Напряжение питания: 230 В - 50 Гц,

Напряжение подачи двигателя: 24 V,

Сила привода для регулировки высоты: 10000 N,

Сила спинки и привода для подножки: 6000 N,

Сила привода для позиции Trendelenburg: 2500 N

Максимальная грузоподъемность: 220 - 230 кг,

Максимальная мощность: 200 В.А.,

Коэффициент электрозащиты: IP66,

Вес сиденья: 150 кг,

Максимальная высота сиденья (база): 910 мм,

Высота сиденья мин (от основания): 518 мм,

Как дополнительные опции доступны (за дополнительную плату):

Регулируемый подголовник,

Держатель рулона бумаги,

Держатель drip с 2 крючками,

Портативный лоток для инструментов,

Монтажная полоса (Eurogail) для установки в части спинки сиденья,

Голубая обивка (голубой),

Двухцветный подол (спинки / сиденья и подножка),

Трехцветный подол (спинка и сиденье, подножка для ног),

Переключатель ноги (вверх/вниз),

Набор из 4 резиновых колес с металлической рамой и тормозом,

Он выдал действительный технический паспорт,

Гарантия 24 месяца,

Возможность финансирования (только Польша): рассрочка, лизинг, кредит,

