



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Кафедра эстетической медицины TEYCO MED RENE R03 (Produkt nowy)

Новые функции
Итальянское производство,
Сиденье, оснащенное 3 электромоторами,
Высота, спинка и положение Trendelenburg регулируется с помощью электродвигателя,
Регулировка подножки с помощью газового баллона,
Технические данные:
Напряжение подачи: 230V - 50 Гц,
Напряжение подачи двигателя: 24 V,
Сила привода для регулировки высоты: 6000 N,
Сила привода для регулировки спинки: 3000 N
Максимальная грузоподъемность: 180 кг,
Максимальная мощность: 120 В.А.,
Предохранитель: 1.6 и 6 А,
Коэффициент электрозащиты: IP44,
Вес сиденья: 90 кг,
Длина основания: 800 мм,
Максимальная высота до подножки: 950 - 1000 мм,
Высота сиденья макс (от основания): 950 мм,
Высота сиденья мин (от основания): 500 мм,
Как дополнительные опции доступны (за дополнительную плату):
Регулируемый подголовник,
Держатель рулона бумаги,
Окрашенная стальная основа с колесами,
Хром базы,
Держатель drip с 2 крючками,
Enaled базы,
Прозрачное хрустальное стекло
Прозрачная толщина основания стекла 19mm
Он выдал действительный технический паспорт,
Гарантия 24 месяца,
Возможность финансирования (только Польша): рассрочка, лизинг, кредит,

