



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Кафедра эстетической медицины TEYCO MED RENE R03 (Produkt nowy)**

Новые функции

Итальянское производство,

Сиденье, оснащенное 3 электромоторами,

Высота, спинка и положение Trendelenburg регулируется с помощью электродвигателя,

Регулировка подножки с помощью газового баллона,

Технические данные:

Напряжение подачи: 230V - 50 Гц,

Напряжение подачи двигателя: 24 V,

Сила привода для регулировки высоты: 6000 N,

Сила привода для регулировки спинки: 3000 N

Максимальная грузоподъемность: 180 кг,

Максимальная мощность: 120 В.А.,

Предохранитель: 1.6 и 6 А,

Коэффициент электрозащиты: IP44,

Вес сиденья: 90 кг,

Длина основания: 800 мм,

Максимальная высота до подножки: 950 - 1000 мм,

Высота сиденья макс (от основания): 950 мм,

Высота сиденья мин (от основания): 500 мм,

Как дополнительные опции доступны (за дополнительную плату):

Регулируемый подголовник,

Держатель рулона бумаги,

Окрашенная стальная основа с колесами,

Хром базы,

Держатель grip с 2 крючками,

Enaled базы,

Прозрачное хрустальное стекло

Прозрачная толщина основания стекла 19mm

Он выдал действительный технический паспорт,

Гарантия 24 месяца,

Возможность финансирования (только Польша): рассрочка, лизинг, кредит,

