



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Кафедра эстетической медицины TEYCO MED MARTY MT1 (Produkt nowy)

Новые функции

Итальянское производство,

Сиденье, оснащенное 2 электромоторами,

Высота и спинка регулируются с помощью электродвигателя,

Регулировка подножки с помощью газового баллона,

Технические данные:

Напряжение подачи: 230V - 50 Гц,

Напряжение подачи двигателя: 24 V,

Сила привода для регулировки высоты: 6000 N,

Сила привода газа: 800 N,

Сила привода для регулировки спинки: 6000 N,

Максимальная грузоподъемность: 180 кг,

Максимальная мощность: 120 В.А.,

Предохранитель: 1.6 и 6 А,

Коэффициент электрозащиты: IP44,

Вес сиденья: 75 кг,

Длина основания: 580 X 740 мм,

Максимальная высота сиденья (с базы): 1110 мм,

Высота сиденья мин (от основания): 650 мм,

Как дополнительные опции доступны (за дополнительную плату):

Регулируемый подголовник,

Держатель drip с 2 крючками,

Набор из 4 резиновых колес с металлической рамой и тормозом

Он выдал действительный технический паспорт,

Гарантия 24 месяца,

Возможность финансирования (только Польша): рассрочка, лизинг, кредит,



