



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Кафедра эстетической медицины TEYCO MED FRANCY B3 (Produkt nowy)

### Новые функции

Итальянское производство,

Сиденье, оснащенное 3 электромоторами,

Сделано полностью из лакированной стали, покрытой эпоксидной смолой.

Высота регулируется электродвигателем,

Подлокотник, регулировка спинки и положение Trendelenburg с помощью электродвигателя,

Оснащен четырьмя колесами с тормозом,

Технические данные:

Напряжение питания: 230 В - 50 Гц,

Напряжение подачи двигателя: 24 V,

Сила привода для регулировки высоты: 10000 N,

Сила привода для регулировки спинки и подножки: 6000 N

Сила привода для регулировки позиции trendelenburg: 2500 N,

Максимальная грузоподъемность: 220-230 кг,

Максимальная мощность: 200 В.А.,

Коэффициент электрозащиты: IP66,

Вес сиденья: 150 кг,

Максимальная высота сиденья (база): 910 мм,

Высота сиденья мин (от основания): 518 мм,

Как дополнительные опции доступны (за дополнительную плату):

Регулируемый подголовник,

Держатель рулона бумаги

Держатель grip с 2 крючками,

Портативный лоток для инструментов,

Батареи

Монтажная полоса (Eurogail) для монтажа на базе сидений,

Голубая обивка (голубой),

Двухцветный подол (спинки / сиденья и подножка),

Трехцветный подол (спинка и сиденье, подножка для ног),

Переключатель ноги (вверх/вниз),

Он выдал действительный технический паспорт,

Гарантия 24 месяца,

Возможность финансирования (только Польша): рассрочка, лизинг, кредит,

