



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



МЕДИЦИНСКИЙ монитор BEACON C22W (Produkt nowy)

Новые функции
2MP Цвет медицинский монитор
Особенности монитора:
MULTI - Встроенные режимы отображения с участием нескольких изображений,
BSS - Матричная система стабилизации подсветки,
DICOM - DICOM соответствует требованиям,
SILENCE - Режим Mute,
SWITCHING - Переключение видеосигналов одной кнопкой,
COLORFUL - Идеальное воспроизведение цвета,
Применить:
Диспансер
Комнаты больных,
Здравоохранения
Комнаты интенсивной терапии,
Клинические отделения,
Технические данные:
Размер: 21.5",
Глубина цвета: 16,7 миллиона,
Размер: 1920 x 1080,
Размер пикселя: 0.248 x 0.248 мм,
Яркость: 250 cd/m²,
Контраст: 1000 : 1,
Углы обзора: 170 "вертикальный / 170" уровень,
Время отклика: 5 мс,
Входные данные сигнала:
DVI-D: 24 штыря,
ДисплейПорт: 20 штырь,
VGA: D-Sub 15 штифт,
Аудио 3.5mm стерео гнездо,
Динамики: 5W-2,
Габариты: 523 (W) x 376 (высота) x 179 (Глубина) мм
Непроверенный вес: 6 кг,
Монтажная система: VESA 100 x 100 мм,
Питание: AC 230 V / DC 12 V,
Потребление энергии: максимум 40 Вт,
Энергосбережение: EPA, VESA,
MTBF: > 50 000 часов,
Сертификаты EN 60601, CCC, CB, FCC, CE, cTUVus,
Он выдал действительный технический паспорт,
24-месячная гарантия,
Возможность финансирования (только Польша): рассрочка, лизинг, кредит,

