



Таблица диагностики и лечения Medicare Standard 2 (SM2550-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

Новый,
Английское производство,
Высота стола регулируется с помощью гидравлического цилиндра,
Регулировка положения спинки вручную с помощью газонаполненного амортизатора,
Выдвижные колеса и регулируемые ножки обеспечивают отличную устойчивость (RWD),
Конструкция рамы предназначена для легкого использования передвижного подъемника,
Каркас с антибактериальным покрытием,
Приводы таблицы TiMotion,
Технические данные:
Общая длина кровати стола: 194 см,
Ширина 65 см,
Безопасная рабочая нагрузка и грузоподъемность 240 кг (528 фунтов),
Регулировка спинки от -25° до 75°,
Регулировка высоты стола в диапазоне от 45 до 98 см,
Дополнительные аксессуары (за дополнительную плату):
Боковые рельсы - пара (6002),
Мягкие боковые рельсы - пара (6002P),
Лобовое отверстие со стопором в бабке (6004),
Вешалка для бумаги (6005),
Опора для верхних конечностей - подлокотник (6006),
Съемный подголовник - Подушка (6007),
Защитная крышка для рамы основания стола (6053),
Капельница (6054),
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия:
Вечная гарантия на раму,
5 лет для гидравлических и электрических цилиндров,
5 лет безусловной гарантии на все детали, за исключением повреждений обивки,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредиты

