



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Medicare Mobile Treatment 2 диагностический и лечебный стол (SM2670-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

Новый,
Английское производство,
Высота стола и регулировка спинки с помощью электрических приводов,
Стол с большими подвижными колесами (центральный замок с функцией рулевого колеса) (LMWD),
Конструкция рамы предназначена для легкого использования передвижного подъемника,
Стол в стандартной комплектации оснащен держателем бумаги (6005) и боковыми направляющими (6002),
Каркас с антибактериальным покрытием,
Приводы таблицы TiMotion,
Технические данные:
Общая длина кровати: 194 см,
Ширина кровати 65 см из пенопласта,
Безопасная рабочая нагрузка и грузоподъемность 240 кг (528 фунтов),
Регулировка спинки от -25° до 75°,
Диапазон регулировки высоты стола составляет от 46 до 99 см,
Большие колеса Tente® диаметром 125 мм,
Дополнительные аксессуары (за дополнительную плату):
Мягкие боковые рельсы - пара (6002P),
Лобовое отверстие со стопором в бабке (6004),
Опора для верхних конечностей - подлокотник (6006),
Съемный подголовник - Подушка (6007),
Закрывает защиту основания для длинного основания (6053),
Капельница (6054),
Двойной pedalный выключатель (6207),
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия:
Вечная гарантия на раму,
5 лет для гидравлических и электрических цилиндров,
5 лет безусловной гарантии на все детали, за исключением повреждений обивки,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

