




Medicare Mobile Treatment 3 диагностический и лечебный стол (SM3670-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

Новый,
Английское производство,
Высота стола и спинки регулируется с помощью электрического привода,
Отрегулируйте положение секций ног с помощью газонаполненного амортизатора,
Стол с большими подвижными колесами (центральный замок с функцией рулевого колеса) (LMWD),
Конструкция рамы предназначена для легкого использования передвижного подъемника,
Стол в стандартной комплектации оснащен держателем бумаги (6005) и боковыми направляющими (6003),
Каркас с антибактериальным покрытием,
Приводы таблицы TiMotion,
Технические данные:
Общая длина кровати стола: 191 см,
Ширина кровати 65 см из пенопласта,
Безопасная рабочая нагрузка и грузоподъемность 240 кг (528 фунтов),
Регулировка спинки от 0° до 85°,
Регулировка подножки от -25° до 75°,
Диапазон регулировки высоты стола составляет от 46 до 99 см,
Большие колеса Tente® диаметром 125 мм,
Дополнительные аксессуары (за дополнительную плату):
Мягкие боковые рельсы - пара (6003P),
Лобовое отверстие со стопором в бабке (6004),
Опора для верхних конечностей - подлокотник (6006),
Съемный подголовник - Подушка (6007),
Закрывает защиту основания для длинного основания (6053),
Капельница (6054),
Двойной педальный выключатель - (6207),
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия:
Вечная гарантия на раму,
5 лет для гидравлических и электрических цилиндров,
5 лет безусловной гарантии на все детали, за исключением повреждений обивки,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,



TAPICERKI STANDARD [W CENIE]

