



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Medicare 3 Раздел Диагностическая и лечебная таблица (SM3550-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

Новый,  
Английское производство,  
Высота стола регулируется с помощью гидравлического цилиндра,  
Регулировка положения спинки и подножки вручную с помощью газонаполненного амортизатора,  
Выдвижные колеса и регулируемые ножки обеспечивают отличную устойчивость (RWD),  
Конструкция рамы предназначена для легкого использования передвижного подъемника,  
Каркас с антибактериальным покрытием,  
Приводы таблицы TiMotion,  
Технические данные:  
Общая длина кровати стола: 191 см,  
Ширина кровати 65 см из пенопласта,  
Безопасная рабочая нагрузка и грузоподъемность 240 кг (528 фунтов),  
Регулировка спинки от 0° до 85°,  
Регулировка подножки от -25° до 75°,  
Диапазон регулировки высоты стола составляет от 45 до 98 см,  
Дополнительные аксессуары (за дополнительную плату):  
Боковые рельсы - пара (6003),  
Мягкие боковые рельсы - пара (6003P),  
Лобовое отверстие со стопором в бабке (6004),  
Вешалка для бумаги (6005),  
Опора для верхних конечностей - подлокотник (6006),  
Съемный подголовник - Подушка (6007),  
Закрывает защиту основания для длинного основания (6053),  
Капельница (6054),  
У него есть действующий Технический паспорт,  
Гарантия:  
Вечная гарантия на раму,  
5 лет для гидравлических и электрических цилиндров,  
5 лет безусловной гарантии на все детали, за исключением повреждений обивки,  
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

