



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl


Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Medicare 3 Раздел Диагностическая и лечебная таблица (SM3560-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

Новый,
Английское производство,
Высота стола регулируется с помощью электрического привода,
Регулировка положения спинки и подножки вручную с помощью газонаполненного амортизатора,
Выдвижные колеса и регулируемые ножки обеспечивают отличную устойчивость (RWD),
Конструкция рамы предназначена для легкого использования передвижного подъемника,
Каркас с антибактериальным покрытием,
Приводы таблицы TiMotion,
Технические данные:
Общая длина кровати: 191 см,
Ширина кровати 65 см из пенопласта,
Безопасная рабочая нагрузка и грузоподъемность 240 кг (528 фунтов),
Регулировка спинки от 0° до 85°,
Регулировка подножки от -25° до 75°,
Диапазон регулировки высоты стола составляет от 45 до 98 см,
Дополнительные аксессуары (за дополнительную плату):
Электрическая схема управления выключателя - (6001),
Боковые рельсы - пара (6003),
Мягкие боковые рельсы - пара (6003P),
Лобовое отверстие со стопором в бабке (6004),
Вешалка для бумаги (6005),
Опора для верхних конечностей - подлокотник (6006),
Съемный подголовник - Подушка (6007),
Закрывает защиту основания для длинного основания (6053),
Капельница (6054),
Запасной аккумулятор (6057),
Одиночный педальный выключатель - (6200),
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия:
Вечная гарантия на раму,
5 лет для гидравлических и электрических цилиндров,
5 лет безусловной гарантии на все детали, за исключением повреждений обивки,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,



TAPICERKI STANDARD (W CENIE)



TAPICERKI STANDARD (+ZA DOPŁAT)



