



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67
E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006
kw@praiston.pl



Инновационный стандарт 3 диагностический и лечебный стол (MG3470-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

Новый,
Английское производство,
Высота стола регулируется с помощью электрического привода,
Регулировка положения спинки и ножной секции с помощью электрического привода
Стол оснащен большими индивидуально торможёнными колёсами (LIBC),
Предназначен для обеспечения максимальной стабильности во время всех процедур,
Гладкая формованная опорная крышка сводит к минимуму скопление грязи и облегчает очистку,
Крышка и рама основания покрыты порошковым антибактериальным покрытием,
Конструкция рамы предназначена для легкого использования передвижного подъемника,
Приводы таблицы TiMotion,
Технические данные:
Общая длина кровати стола: 200 см,
Ширина кровати составляет 65 см и выполнена из пенопласта со средней толщиной 40 мм,
Безопасная рабочая нагрузка и грузоподъемность 250 кг,
Регулировка спинки от 0° до 80°,
Регулировка подножки от - 35° до 10°,
Диапазон регулировки высоты стола составляет от 45 до 95 см,
Большие колёса Tente® диаметром 125 мм,
Дополнительные аксессуары (за дополнительную плату):
Боковые рельсы - пара (6003),
Мягкие боковые рельсы - пара (6003P),
Лобовое отверстие со стопором в бабке (6004),
Вешалка для бумаги (6005),
Опора для верхних конечностей - подлокотник (6006),
Съемный подголовник - Подушка (6007),
Капельница (6054),
Запасной аккумулятор (6057),
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия:
Вечная гарантия на раму,
5 лет для гидравлических и электрических цилиндров,
5 лет безусловной гарантии на все детали, за исключением повреждений обивки,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

