



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Инновационная таблица диагностики и лечения люксового диализа (MG3690-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)**

Новый,  
Английское производство,  
Высота стола регулируется с помощью электрического привода,  
Регулировка положения спинки и ножной секции с помощью электрического привода  
Стол с большими подвижными колесами (центральный замок с функцией рулевого колеса) (LMWD),  
Стол имеет вертикальную подъемную конструкцию, чтобы свести к минимуму пространство для максимальной стабильности во время всех обработок,  
Стол в стандартной комплектации оснащен съемным подголовником (6007) и держателем бумаги (6005),  
Гладкая формованная опорная крышка сводит к минимуму скопление грязи и облегчает очистку,  
Крышка и рама основания покрыты порошковым антибактериальным покрытием,  
Стол оснащен антибактериальной обивкой SEERS ComfortPlus™,  
Конструкция рамы предназначена для легкого использования передвижного подъемника,  
Стол оснащен регулируемыми подлокотниками и регулируемыми мягкими подлокотниками для ног, что существенно влияет на комфорт пациента,  
Приводы таблицы TiMotion,  
Возможен наклон стола:  
Тренделенбургская позиция,  
Положение для сердечно-лёгочной реанимации (нулевое положение),  
Технические данные:  
Общая длина кровати стола: 199 см,  
Ширина составляет 70 см и изготовлена из пенопласта средней плотности толщиной 60 мм,  
Безопасная рабочая нагрузка и грузоподъемность 250 кг,  
Регулировка спинки от 0° до 80°,  
Регулировка подножки от - 35° до 10°,  
Диапазон регулировки высоты стола составляет от 47 до 97 см,  
Большие колеса Tente® диаметром 125 мм,  
Дополнительные аксессуары (за дополнительную плату):  
Капельница (6054),  
Запасной аккумулятор (6057),  
Лоток пациента (блокнот) (6241)  
У него есть действующий Технический паспорт,  
Гарантия:  
Вечная гарантия на раму,  
5 лет для гидравлических и электрических цилиндров,  
5 лет безусловной гарантии на все детали, за исключением повреждений обивки,  
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

