



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Стол для диагностики и лечения Medicare Multi-Couch - Одинарная подножка для ног (SM9566-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

Новый,
Английское производство,
Высота стола регулируется с помощью электрического привода,
Регулировка положения спинки и подножки вручную с помощью газонаполненного амортизатора,
Выдвижные колеса и регулируемые ножки обеспечивают отличную устойчивость (RWD),
Базовая рама с порошковым антибактериальным покрытием,
Конструкция рамы предназначена для легкого использования передвижного подъемника,
Приводы таблицы TiMotion,
Технические данные:
Общая длина кровати стола: 180 см,
Ширина 65 см из пенопласта,
Безопасная рабочая нагрузка и грузоподъемность 240 кг (528 фунтов),
Регулировка спинки от 0° до 80°,
Регулировка подножки от 0° до -85°,
Диапазон регулировки высоты стола составляет от 50 до 105 см,
Дополнительные аксессуары (за дополнительную плату):
Отверстие для лица со стопором в подголовнике (6004),
Вешалка для бумаги (6005),
Опора для верхних конечностей - подлокотник (6006),
Съемный подголовник - Подушка (6007),
Металлические мешочки для гинекологического лечения (6044),
Гинекологические лечебные подножки для ног (6045),
Защитная крышка основания для короткого основания (6052)
Капельница (6054),
Запасной аккумулятор (6057),
Одинокий педальный выключатель (6200),
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия 24 месяца на электрические приводы и газовые пружины,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,



