



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl


Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Медицинские ортопедические кушетки (SM555-SEERSMEDICAL) диагностическая и лечебная таблица (Produkt nowy)

Новый,
Английское производство,
Высота стола регулируется с помощью гидравлического цилиндра,
Регулировка положения спинки и подножки вручную с помощью газонаполненного амортизатора,
Выдвижные колеса и регулируемые ножки обеспечивают отличную устойчивость (RWD),
Базовая рама с порошковым антибактериальным покрытием,
Конструкция рамы предназначена для легкого использования передвижного подъемника,
Приводы таблицы TiMotion,
Сегмент ноги регулируется и может быть вытянут, что полезно для более высоких пациентов,
Технические данные:
Общая длина кровати: 180 или 185 см с вытянутым сегментом для ног,
Ширина 65 см из пенопласта,
Безопасная рабочая нагрузка и грузоподъемность 240 кг (528 фунтов),
Регулировка спинки от 0° до 80°,
Регулировка подножки от 0° до -85°,
Диапазон регулировки высоты стола составляет от 52 до 106 см,
Дополнительные аксессуары (за дополнительную плату):
Ортопедический подлокотник (5006),
Модуль ортопедического сиденья (5007),
Ортопедические опорные ролики для коленного сустава - комплект (5008),
Ортопедическая опора для ног (5009),
Лобовое отверстие со стопором в бабке (6004),
Вешалка для бумаги (6005),
Съемный подголовник - Подушка (6007),
Защитная крышка основания для короткого основания (6052)
Стул оператора (6103),
Люксовое кресло-седло с откидным сиденьем (6107),
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия:
Вечная гарантия на раму,
5 лет для гидравлических и электрических цилиндров,
5 лет безусловной гарантии на все детали, за исключением повреждений обивки,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,



TAPICERKI STANDARD (W CENIE)



TAPICERKI STANDARD (+ZA DOPŁAT)



