



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Гинекологические кушетки Medicare (SM8553-SEERSMEDICAL) стол для диагностики и лечения (Produkt nowy)

Новый,
Английское производство,
Регулировка высоты стола с помощью гидроцилиндра,
Регулировка положения спинки и ножек вручную с помощью газовой пружины,
Выдвижные колеса и регулируемые ножки обеспечивают отличную устойчивость (RWD),
Сиденье стола с вырезом в виде полумесяца,
Стандартная вешалка для бумаги (6005), регулируемые подколенные опоры и лоток,
Рама окрашена порошковой краской с антибактериальным покрытием,
Исполнительные механизмы, используемые в таблице TiMotion,
Технические данные:
Общая длина столика-кровати: 147 см (без ножки),
Ширина поддона 65 см,
Безопасная рабочая нагрузка и грузоподъемность 240 кг (528 фунтов),
Регулировка спинки в диапазоне от 0 ° до 80 °,
Диапазон регулировки высоты стола от 52 см до 106 см,
Дополнительные аксессуары (платно):
Съемный подголовник - Подушка (6007),
Дополнительный сменный удлинитель ножной секции (6043),
Дополнительное удлинение складной ножной секции (6051),
Защитная крышка основания для короткого основания (6052),
Кресло оператора стандартное (6100),
Имеет действующий технический паспорт,
Гарантия:
Пожизненная гарантия на раму,
5 лет для гидравлических и электрических приводов,
5 лет безусловной гарантии на все детали, за исключением повреждений обивки,
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,



Model 6051



Model 6043

