



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Гинекологические кушетки Medicare (SM8593D-SEERSMEDICAL) стол для диагностики и лечения (Produkt nowy)

Новый,
Английское производство,
Регулировка высоты стола с помощью электропривода,
Регулировка положения секций спинки и ног с помощью электроприводов,
Выдвижные колеса и регулируемые ножки обеспечивают отличную устойчивость (RWD),
Сиденье стола с вырезом в виде полумесяца,
Стандартная бумажная вешалка (6005), съемный подголовник - подушка (6007), регулируемые подголовники, кольцевые подлокотники (6041), лоток, съемное удлинение складывающейся ножной секции (6043), защитная крышка основания для короткого основания (6052) и стандартное кресло оператора (6100),
Рама окрашена порошковой краской с антибактериальным покрытием,
Исполнительные механизмы, используемые в таблице TiMotion,
Технические данные:
Общая длина стола-кровать: 178 см,
Ширина поддона 65 см,
Безопасная рабочая нагрузка и грузоподъемность 240 кг (528 фунтов),
Регулировка спинки в диапазоне от 0 ° до 80 °,
Диапазон регулировки высоты стола от 52 см до 106 см,
Дополнительные аксессуары (платно):
Дополнительный сменный удлинитель ножной секции (6043),
Запасной аккумулятор (6057),
Тройной ножной переключатель (6209)
Имеет действующий технический паспорт,
Гарантия:
Пожизненная гарантия на раму,
5 лет для гидравлических и электрических приводов,
5 лет безусловной гарантии на все детали, за исключением повреждений обивки,
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,



TAPICERKI STANDARD (W CENIE)



TAPICERKI STANDARD + (ZA DOPLATKĄ)

