



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl




Гинекологические кушетки Medicare GP (SM8543D-SEERSMEDICAL) стол для диагностики и лечения (Produkt nowy)

Новый,
Английское производство,
Регулировка высоты, наклона и спинки стола с помощью электроприводов,
Ручная регулировка ножной секции с помощью пневматической пружины,
Выдвижные колеса и регулируемые ножки обеспечивают отличную устойчивость (RWD),
Конструкция рамы предназначена для удобного использования мобильного подъемника,
Сиденье стола с вырезом в виде полумесяца,
Стандартное отверстие для лица (6004), бумажная вешалка (6005), металлические хомуты для гинекологических процедур (6045),
лоток из нержавеющей стали, защитная крышка основания для длинного основания (6053), съемный подголовник - подушка (6007) и
стандартное кресло Оператор (6100),
Рама окрашена порошковой краской с антибактериальным покрытием,
Исполнительные механизмы, используемые в таблице TiMotion,
Технические данные:
Общая длина поддона: 196 см,
Ширина поддона 70 см,
Безопасная рабочая нагрузка и грузоподъемность 240 кг (528 фунтов),
Регулировка спинки в диапазоне от 0 ° до 80 °,
Головная часть регулируется от -25 ° до 50 °,
Диапазон регулировки высоты стола от 50 см до 103 см,
Дополнительные аксессуары (платно):
Подножки для гинекологических процедур (6045),
Защитная крышка для длинной базы (6053),
Запасной аккумулятор (6057),
Тройной ножной переключатель (6209),
Имеет действующий технический паспорт,
Гарантия:
Пожизненная гарантия на раму,
5 лет для гидравлических и электрических приводов,
5 лет безусловной гарантии на все детали, за исключением повреждений обивки,
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,



Model 6045



TAPICERKI STANDARD (W CENIE)

