



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)


Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Таблица диагностики и лечения Medicare Bariatric 2 Section (SM2573-SEERSMEDICAL) (Продукт новый)

Новый,  
Английское производство,  
Высота стола и спинки регулируется электроприводом,  
Выдвижные колеса и регулируемые ножки обеспечивают отличную устойчивость (RWD),  
Портативный пульт в стандартной комплектации,  
Рама окрашена порошковой краской с антибактериальным покрытием,  
Конструкция рамы предназначена для удобного использования мобильного подъемника,  
Исполнительные механизмы, используемые в таблице TiMotion,  
Технические данные:  
Общая длина стола-кровати: 200 см,  
Ширина поддона 80 см,  
Безопасная рабочая нагрузка и грузоподъемность 325 кг (715 фунтов),  
Регулировка спинки в диапазоне от 0 ° до 75 °,  
Диапазон регулировки высоты стола от 45 см до 98 см,  
Дополнительные аксессуары (платно):  
Торцевое отверстие с заглушкой в подголовнике (6004),  
Повесьте на бумаге (6005),  
Боковые направляющие - пара (6074),  
Боковые рельсы обитые - пара (6074P),  
Обивка из вспененной мембраны 60 мм для дополнительного комфорта пациента (6076),  
Двойной ножной переключатель (6207)  
Имеет действующий технический паспорт,  
Гарантия:  
Пожизненная гарантия на раму,  
5 лет для гидравлических и электрических приводов,  
5 лет безусловной гарантии на все детали, за исключением повреждений обивки,  
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,



TAPICERKI STANDARD [W CENIE ]



TAPICERKI STANDARD + (ZA DOPŁATK )

