




Бариатрический 3-х секционный стол для диагностики и лечения Medicare (SM3573-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

Новый,
Английское производство,
Регулировка высоты, спинки и ножной секции с помощью электроприводов,
Выдвижные колеса и регулируемые ножки обеспечивают отличную устойчивость (RWD),
Конструкция рамы предназначена для удобного использования мобильного подъемника,
Основание имеет порошковое антибактериальное покрытие,
Исполнительные механизмы, используемые в таблице TiMotion,
Стандартный стол оборудован ручным пультом дистанционного управления,
Технические данные:
Общая длина поддона: 191 см,
Ширина поддона 80 см,
Безопасная рабочая нагрузка и грузоподъемность 325 кг (715 фунтов),
Регулировка спинки в диапазоне от 0 ° до 80 °,
Регулировка подножки в диапазоне от - 25 ° до - 45 °,
Диапазон регулировки высоты стола от 45 см до 98 см,
Дополнительные аксессуары (платно):
Торцевое отверстие с заглушкой в подголовнике (6004),
Съемный подголовник - подушка (6007),
Повесьте на бумаге (6005),
Боковые направляющие - пара (6074),
Боковые рельсы обитые - пара (6074P),
Обивка из вспененной мембраны 60 мм для дополнительного комфорта пациента (6076),
Тройной ножной переключатель (6209),
Имеет действующий технический паспорт,
Гарантия:
Пожизненная гарантия на раму,
5 лет для гидравлических и электрических приводов,
5 лет безусловной гарантии на все детали, за исключением повреждений обивки,
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,



TAPICERKI STANDARD (W CENIE)



TAPICERKI STANDARD (+ZA DOPŁATĄ)

