



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Бариатрический 3-х секционный стол для диагностики и лечения Medicare (SM3673-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

Новый,  
Английское производство,  
Регулировка высоты, спинки и ножной секции с помощью электроприводов,  
Стол оснащен большими подвижными колесами (центральный замок с функцией рулевого колеса) (LMWD),  
Конструкция рамы предназначена для удобного использования мобильного подъемника,  
Основание имеет порошковое антибактериальное покрытие,  
Исполнительные механизмы, используемые в таблице TiMotion,  
Стандартный стол оборудован ручным пультом дистанционного управления,  
Технические данные:  
Общая длина поддона: 191 см,  
Ширина поддона 80 см,  
Безопасная рабочая нагрузка и грузоподъемность 325 кг (715 фунтов),  
Регулировка спинки в диапазоне от 0 ° до 80 °,  
Регулировка подножки в диапазоне от - 25 ° до - 45 °,  
Диапазон регулировки высоты стола от 45 см до 98 см,  
Дополнительные аксессуары (платно):  
Торцевое отверстие с заглушкой в подголовнике (6004),  
Съемный подголовник - подушка (6007),  
Повесьте на бумаге (6005),  
Боковые направляющие - пара (6074),  
Боковые рельсы обитые - пара (6074P),  
Обивка из вспененной мембраны 60 мм для дополнительного комфорта пациента (6076),  
Тройной ножной переключатель (6209),  
Имеет действующий технический паспорт,  
Гарантия:  
Пожизненная гарантия на раму,  
5 лет для гидравлических и электрических приводов,  
5 лет безусловной гарантии на все детали, за исключением повреждений обивки,  
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,

