



Стол для диагностики и лечения Medicare Bariatric Drop End (SM3584-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

Новый,
Английское производство,
Регулировка высоты и спинки с помощью электроприводов,
Регулировка ножной секции (двойная) с электроприводами,
Выдвижные колеса и регулируемые ножки обеспечивают отличную устойчивость (RWD),
Стандартная обивка с пенопластовой мембраной 60 мм для дополнительного комфорта пациента,
Конструкция рамы предназначена для удобного использования мобильного подъемника,
Основание имеет порошковое антибактериальное покрытие,
Исполнительные механизмы, используемые в таблице TiMotion,
Стандартный стол оборудован ручным пультом дистанционного управления,
Технические данные:
Общая длина стола-кровать: 180 см,
Ширина поддона 85 см,
Безопасная рабочая нагрузка и грузоподъемность 325 кг (715 фунтов),
Регулировка спинки в диапазоне от 0 ° до 80 °,
Регулировка подножки в диапазоне от 0 ° до - 85 °,
Диапазон регулировки высоты стола от 50 см до 105 см,
Дополнительные аксессуары (платно):
Торцевое отверстие с заглушкой в подголовнике (6004),
Съемный подголовник - подушка (6007),
Повесьте на бумаге (6005),
Боковые направляющие - пара (6074),
Боковые рельсы обитые - пара (6074P),
Имеет действующий технический паспорт,
Гарантия:
Пожизненная гарантия на раму,
5 лет для гидравлических и электрических приводов,
5 лет безусловной гарантии на все детали, за исключением повреждений обивки,
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,

