



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Реабилитационный стол Therapy 2-х секционный (ST2558-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

Новый,
Английское производство,
Регулировка высоты стола с помощью гидроцилиндра,
Ручная регулировка положения головной части с помощью газовой пружины,
Выдвижные колеса и регулируемые ножки обеспечивают отличную устойчивость (RWD),
Конструкция рамы предназначена для удобного использования мобильного подъемника,
Стандартный стол снабжен лицевым отверстием с заглушкой в подголовнике,
Исполнительные механизмы, используемые в таблице TiMotion,
Технические данные:
Общая длина стола-кровать: 186 см,
Ширина поддона 65 см,
Безопасная рабочая нагрузка и грузоподъемность (с минимальной высоты) 240 кг (528 фунтов)
Регулировка головной секции в диапазоне от -25 ° до 75 °,
Диапазон регулировки высоты стола от 45 см до 98 см,
Дополнительные аксессуары (платно):
Боковые направляющие - пара (ST6002),
Боковые рельсы обитые - пара (ST6002P),
Вешалка для бумаги (ST6005),
Опора верхней конечности - Подлокотник (ST6006),
Съемный подголовник - Подушка (ST6007),
Подходящее кресло или табурет оператора,
Имеет действующий технический паспорт,
Гарантия:
Пожизненная гарантия на раму,
5 лет для гидравлических и электрических приводов,
5 лет безусловной гарантии на все детали, за исключением повреждений обивки,
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,

