



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Реабилитационный стол Therapy 2 секции (ST2559-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

Новый,
Английское производство,
Регулировка высоты стола с помощью гидроцилиндра,
Ручная регулировка положения головной части с помощью газовой пружины,
Выдвижные колеса и регулируемые ножки обеспечивают отличную устойчивость (RWD),
Конструкция рамы предназначена для удобного использования мобильного подъемника,
Стандартный стол оснащен лицевым отверстием с заглушкой в подголовнике и подлокотниками в головной части,
Исполнительные механизмы, используемые в таблице TiMotion,

Технические данные:

Общая длина стола-кровати: 186 см,

Ширина поддона 65 см,

Безопасная рабочая нагрузка и грузоподъемность (с минимальной высоты) 240 кг (528 фунтов)

Регулировка головной секции в диапазоне от -25 ° до 75 °,

Диапазон регулировки высоты стола от 45 см до 98 см,

Дополнительные аксессуары (платно):

Боковые направляющие - пара (ST6002),

Боковые рельсы обитые - пара (ST6002P),

Вешалка для бумаги (ST6005),

Опора верхней конечности - Подлокотник (ST6006),

Съемный подголовник - Подушка (ST6007),

Подходящее кресло или табурет оператора,

Имеет действующий технический паспорт,

Гарантия:

Пожизненная гарантия на раму,

5 лет для гидравлических и электрических приводов,

5 лет безусловной гарантии на все детали, за исключением повреждений обивки,

Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,

