




Таблица реабилитации Therapy 2 секции (ST2569-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

Новый,
Английское производство,
Регулировка высоты стола с помощью электропривода,
Ручная регулировка положения головной части с помощью газовой пружины,
Выдвижные колеса и регулируемые ножки обеспечивают отличную устойчивость (RWD),
Конструкция рамы предназначена для удобного использования мобильного подъемника,
Стандартный стол оборудован ручным пультом, лицевым отверстием с заглушкой в подголовнике и подлокотниками в головной части.
Исполнительные механизмы, используемые в таблице TiMotion,
Технические данные:
Общая длина стола-кровати: 186 см,
Ширина поддона 65 см,
Безопасная рабочая нагрузка и грузоподъемность (с минимальной высоты) 240 кг (528 фунтов)
Регулировка головы в диапазоне от -25 ° до 75 °,
Диапазон регулировки высоты стола от 45 см до 98 см,
Дополнительные аксессуары (платно):
Электрическая цепь ноги (EPFS) (ST6001),
Боковые направляющие - пара (ST6002),
Боковые рельсы обитые - пара (ST6002P),
Вешалка для бумаги (ST6005),
Опора верхней конечности - Подлокотник (ST6006),
Съемный подголовник - Подушка (ST6007),
Одинарный ножной переключатель (ST6200),
Двойной ножной переключатель (ST6239),
Подходящее кресло или табурет оператора,
Имеет действующий технический паспорт,
Гарантия:
Пожизненная гарантия на раму,
5 лет для гидравлических и электрических приводов,
5 лет безусловной гарантии на все детали, за исключением повреждений обивки,
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,



TAPICERKI STANDARD (W CENIE)

