



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl


Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Реабилитационный стол Therapy 3 секции (ST3567-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

Новый,
Английское производство,
Регулировка высоты стола с помощью электропривода,
Регулировка положения спинки и подголовника вручную с помощью пневматической пружины,
Выдвижные колеса и регулируемые ножки обеспечивают отличную устойчивость (RWD),
Конструкция рамы предназначена для удобного использования мобильного подъемника,
Стандартный стол с ручным пультом и отверстием для лица с заглушкой в подголовнике,
Исполнительные механизмы, используемые в таблице TiMotion,
Технические данные:
Общая длина поддона: 191 см,
Ширина поддона 65 см,
Безопасная рабочая нагрузка и грузоподъемность (с минимальной высоты) 240 кг (528 фунтов)
Регулировка головной секции в диапазоне от -25 ° до 75 °,
Регулировка секции спинки в диапазоне от 0 ° до 80 °,
Диапазон регулировки высоты стола от 45 см до 98 см,
Дополнительные аксессуары (платно):
Электрическая цепь ноги (EPFS) (ST6001),
Боковые направляющие - пара (ST6002),
Боковые рельсы обитые - пара (ST6002P),
Вешалка для бумаги (ST6005),
Опора верхней конечности - Подлокотник (ST6006),
Съемный подголовник - Подушка (ST6007),
Одинарный ножной переключатель (ST6200),
Двойной ножной переключатель (ST6239),
Подходящее кресло или табурет оператора,
Имеет действующий технический паспорт,
Гарантия:
Пожизненная гарантия на раму,
5 лет для гидравлических и электрических приводов,
5 лет безусловной гарантии на все детали, за исключением повреждений обивки,
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,



TAPICERKI STANDARD (W CENIE)



TAPICERKI STANDARD + (ZA DOPŁATĄ)

