



Кресло пациента офтальмологическое JORG & SOHN 5104/3 (Produkt nowy)

Новый,
Немецкое производство,
Универсальное кресло пациента подходит для ЛОР и других медицинских обследований,
Высота регулируется двумя педалями,
Сиденье установлено горизонтально (слегка наклонено),
Регулируемая высота сиденья от 51 до 71 см,
Спинка регулируется из вертикального в горизонтальное положение на 95 ° с помощью газовой пружины,
После раскладывания подставки для ног кресло можно использовать как лечебный стол.
Два удобных подлокотника с мягкой подкладкой можно сложить назад или вперед.
Съемный регулируемый подголовник, после откручивания винта можно дополнительно отрегулировать наклон до 170 °,
Можно бесплатно заказать обивку любого цвета из прилагаемого образца.
Вес кресла около 80 кг,
Металлические части стула окрашены в цвет RAL 9002,
Дополнительные опции (платно):
Педальный переключатель в исходном положении,
Подголовник с двойным соединением,
Подголовник,
Подставка для ног,
Откидной подголовник,
Имеет действующий технический паспорт,
Гарантия 24 месяца,
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,

