



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Кресло пациента ЛОР JORG & SOHN 5101/3 (Produkt nowy)

Новый,
Немецкое производство,
Кресло пациента очень хорошо для общего пользования, популярно в офтальмологии и ЛОР,
Преимущество - очень большая опорная плита сиденья, которая обеспечивает отличную устойчивость,
Регулируемая высота сиденья в диапазоне от 51 до 81 см,
Регулировка высоты ножной педалью,
Комфортное мягкое сиденье можно повернуть на 360 ° и заблокировать в любом положении.
Спинка регулируется из вертикального в горизонтальное положение на 90 ° с помощью газовой пружины,
Подставка для ног с подножкой наклоняется на 90 ° и поднимается горизонтально вверх, ее можно увеличить на 18 см. После раскладывания подставки для ног кресло можно использовать в качестве лечебного стола.
Съемный регулируемый подголовник,
За отдельную плату можно заказать обивку в цвете по вашему выбору из прилагаемого образца.
Металлические части стула окрашены в цвет RAL 9002,
Дополнительные опции (платно):
Педальный переключатель с исходным положением,
Подголовник с двойным соединением,
Подголовник,
Подставка для ног,
Регулируемые подлокотники,
Имеет действующий технический паспорт,
Гарантия 24 месяца,
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,

