



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Кресло пациента ЛОР JORG & SOHN 5104/3 (Produkt nowy)

Новый,
Немецкое производство,
Универсальное кресло пациента подходит для ЛОР и других медицинских обследований,
Высота регулируется двойной педалью,
Сиденье устанавливается горизонтально (слегка наклонено),
Регулируемая высота сиденья от 51 до 71 см,
Регулировка спинки из вертикального положения в горизонтальное на 95 ° с помощью газовой пружины,
После раскладывания подставки для ног кресло можно использовать как лечебный стол.
Два удобных мягких подлокотника можно сложить назад или вперед.
Съемный регулируемый подголовник, после откручивания винта можно дополнительно отрегулировать наклон до 170 °,
За отдельную плату можно заказать обивку в цвете по вашему выбору из прилагаемого образца.
Вес кресла около 80 кг,
Металлические части стула окрашены в цвет RAL 9002,
Дополнительные опции (платно):
Педальный переключатель с исходным положением,
Подголовник с двойным соединением,
Подголовник,
Подставка для ног,
Откидной подголовник,
Имеет действующий технический паспорт,
Гарантия 24 месяца,
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,

