



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



ЛОР-кресло пациента JORG & SOHN 5106 (Produkt nowy)

Новый,
Немецкое производство,
Универсальное кресло пациента подходит для ЛОР и других медицинских обследований,
Сиденье устанавливается горизонтально,
Регулировка высоты ножной педалью,
Регулировка спинки из вертикального положения в горизонтальное на 95 ° с помощью газовой пружины,
Два подлокотника можно сложить назад или вперед,
Съемный регулируемый подголовник,
За отдельную плату можно заказать обивку в цвете по вашему выбору из прилагаемого образца.
Металлические части стула окрашены в цвет RAL 9002,
Дополнительные опции (платно):
Педальный переключатель с исходным положением,
Подголовник с двойным соединением,
Подголовник,
Откидной подголовник,
Вес кресла около 80 кг,
Имеет действующий технический паспорт,
Гарантия 24 месяца,
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,

