



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Кресло пациента ЛОР JORG & SOHN Coburg X-Ray-Lift 4047 (Produkt nowy)

Новый,
Немецкое производство,
Рентгенологическое кресло с основанием на 5 подлокотников из литого под давлением алюминия,
Верхнюю часть стула можно поворачивать,
Высота регулируется вручную с помощью газовой пружины,
Кресло оснащено блокировкой 5 колес под нагрузкой,
Металлические элементы с порошковым покрытием (серебристый и черный),
Каркас кресла современный антрацитовый,
За отдельную плату можно заказать обивку в цвете по вашему выбору из прилагаемого образца.
Возможности регулировки:
Ход: 20 см,
Высота сиденья: 45 - 65 см,
Полностью регулируемый подголовник,
Дополнительные опции (платно):
Мягкая подушка сиденья,
Кольцевые подлокотники,
Анатомический подголовник, черный полиуретан,
Анатомический подголовник, мягкий,
Имеет действующий технический паспорт,
Гарантия 24 месяца,
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,

