



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Кресло пациента офтальмологическое JORG & SOHN Coburg X-Ray-Lift 4047 (Produkt nowy)**

Новый,  
Немецкое производство,  
Сиденье оператора подходит для всех областей хирургии, особенно для микрохирургии,  
Устойчивость кресла обеспечивается основанием из нержавеющей стали с 5 сдвоенными колесами и хромированным опорным кольцом,  
Верхнюю часть можно повернуть и зафиксировать в любом положении,  
Сиденье и спинка анатомического профиля, регулируемые с помощью рычага,  
Комфортная обивка, антистатическая, черная,  
Регулировка высоты с помощью рычага гидронасоса, высота подъема: 19 см,  
Высота сиденья: 53 - 72 см,  
Дополнительные опции (платно):  
Подлокотники 2016  
Пара плоских подлокотников из нержавеющей стали, которые можно стерилизовать,  
Регулируется по высоте и может вращаться во все стороны с помощью шарового шарнира,  
При необходимости доступен с моющейся обивкой,  
Металлическая основа,  
Имеет действующий технический паспорт,  
Гарантия 24 месяца,  
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,

