



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Офтальмологическое кресло JORG & SOHN Coburg Medicalift 22011 (Produkt nowy)

Новый,  
Немецкое производство,  
Многофункциональный стул для амбулаторных процедур,  
Устойчивость кресла обеспечивается основанием из нержавеющей стали с 5 сдвоенными колесами для твердых полов и хромированным опорным кольцом,  
Можно бесплатно заказать обивку любого цвета из прилагаемого образца.  
Регулировка высоты с помощью газовой пружины, управляемой циферблатом на основании кресла,  
Высота сиденья: 60 - 83 см,  
Стандартная версия: черное сиденье,  
Дополнительные опции (платно):  
Спинка модели 2,  
Круглое сиденье Ø35 см,  
Круглое сиденье Ø38 см,  
1103 формованное сиденье,  
Дополнительные цвета обивки,  
Подлокотники 2014,  
Антистатическая обивка (только в сочетании с круглым сиденьем)  
Имеет действующий технический паспорт,  
Гарантия 24 месяца,  
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,

