



## Офтальмологическое кресло JORG & SOHN Coburg Medicalift 22012 (Produkt nowy)

Новый,  
 Немецкое производство,  
 Многофункциональный стул подходит для кабинетов хирургии, анестезиологии и амбулаторного лечения,  
 Устойчивость кресла обеспечивает основание из нержавеющей стали с 5 двойными колесами для твердых полов,  
 Регулировка высоты с помощью газовой пружины, управляемой циферблатом на основании кресла,  
 Округлое сиденье с антистатической черной обивкой,  
 Кресло доступно в двух вариантах (по высоте сиденья):  
 Версия H200: 47 - 66 см,  
 Версия H250: 52 - 76 см,  
 Дополнительные опции (платно):  
 Спинка с антистатической черной обивкой (модель 6),  
 Дополнительные цвета обивки,  
 Металлическая основа,  
 Имеет действующий технический паспорт,  
 Гарантия 24 месяца,  
 Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,

