



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Сиденье оператора JORG & SOHN Coburg Medicalift 3030 (Produkt nowy)

Новый,
Немецкое производство,
Сиденье оператора подходит для всех областей хирургии, особенно для микрохирургии,
Устойчивость кресла обеспечивается основанием из нержавеющей стали с 5 двойными колесами и хромированным опорным кольцом,
Верхнюю часть можно повернуть и зафиксировать в любом положении,
Сиденье и спинка анатомического профиля, регулируемые с помощью рычага,
Комфортная обивка, антистатическая, черная,
Регулировка высоты с помощью рычага гидронасоса, высота подъема: 19 см,
Высота сиденья: 53 - 72 см,
Дополнительные опции (платно):
Подлокотники 2030,
Металлическая основа,
Имеет действующий технический паспорт,
Гарантия 24 месяца,
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,



PL 3030 1 12 2009

